



Ficha Técnica

Fabricante/Importador

Razão Social	CNPJ	Insc. Estadual
DBI Comércio e Importação Eireli	07.295.190/0001-60	117.196.980-110

Produto

Produto	Marca	Modelo
Caneta Eletrocirúrgica Bluepad	BluePad	BP20

Descrição

A Caneta Eletrocirúrgica Bluepad é usada para corte e coagulação para remover tecidos e controlar o sangramento usando corrente de alta frequência durante cirurgia eletrocirúrgica com um gerador eletrocirúrgico (ESU).

A Caneta Eletrocirúrgica Bluepad é um acessório do gerador eletrocirúrgico, usada em operações eletrocirúrgicas para funções de corte e coagulação para remover tecido e controlar sangramento. O princípio de funcionamento da caneta é usar 2 correntes de sinal de alta frequência do gerador eletrocirúrgico. As funções de corte e coagulação são trocadas acionando os botões manualmente da caneta.

É indicada para utilização em intervenções cirúrgicas que necessitem de eletrobisturi. A finalidade de uso do produto é conduzir a corrente elétrica gerada pelo eletrobisturi até o local onde deve ser feita a incisão ou a eletrocoagulação no paciente. Este produto se destinada ao uso em conjunto com gerador e placa eletrocirúrgica, que não são objetos deste registro.

Características Técnicas

Nome da Parte	Especificação
Eletrodo	Aço Cirúrgico Inoxidável 304
Corpo da Caneta	Resina ABS
Botão	Resina ABS
Placa de circuito	PCB
Cabo	PVC e cobre

Embalagem

A Caneta Eletrocirúrgica Bluepad é embalada individualmente em papel de diálise e filme composto multicamada. As embalagens individuais são acondicionadas em caixas de papelão de 100 unidades.

Prazo de Validade	Temperatura
3 anos	10 a 40°C e umidade de 30 a 75%.

Tributação

NCM	IPI	ICMS
9018.9099	8%	Revenda em SP = 18% Revenda fora SP = 4%
Fator de preço	Fator de unidade	
Unidade	Unidade	

ANVISA

Registro	Validade Registro
80722800019	Vigente

Características Gerais

Imagem do Produto



Embalagem	Quantidade	Tamanho	EAN
Blister	1 unid	26,5*7,5	7898543890270
Caixa	25 unid	53.5*36*40	-
Caixa Mater	100 unid	36*27*28	17898543890277

Contato / Dúvidas

Nome	Setor	Telefone	E-mail
Alessandra Lima	Qualidade	+55 11 3845-0433	qualidade@dbibrasil.com.br