

BRMED HAIBREATH

Filtro UMIDIFICADOR Bacteriano Viral Descartável / HME (com tubo flexível)

-Indicações para o uso.

Adulto (volume corrente recomendado > 150 ml), uso único em pacientes anestesiados e pacientes que necessitam de um circuito de respiração. É sugerido substituir pelo menos uma vez a cada 24 horas.

-Especificações.

- . Volume corrente: 150ml a 1000 ml.
- . Saída de umidade e temperatura em 2 horas (ISO 9360)
 - Vt 250 ml 34.4mg H₂O/l @ 32,4º C
 - Vt 500 ml 33.6mg H₂O/l @ 32,4º C
 - Vt 750 ml 32.9mg H₂O/l @ 32,2º C
 - Vt 1000 ml 30.1mg H₂O/l @ 30,5º C
- . Resistência ao fluxo (ISO 9360)
 - 30 l/min 1,0cm H₂O
 - 60 l/min 2,4cm H₂O
 - 90l/min 4,8cm H₂O
- . Eficiência de filtração bacteriana >99,99%
- . Eficiência de filtração viral >99,99%
- . Espaço morto (conector incluído - ISO 9360) - 35ml.
- . Peso: 29g.
- . Produto: Latex free
PVC free
- . Tipo de filtração: Eletrostática.



Registro Anvisa: 81045420001

Acessórios: 22 fêmea / 15 fêmea – 22 macho
Encaixe: 15 fêmea – 22 macho (mm)
Conexão do tubo flexível: 15 fêmea – 22 macho

- Função

O Filtro tem a função de proteger o circuito ventilatório de respiradores, aparelhos de anestesia e pacientes, de contaminações e infecções cruzadas. Minimiza a perda de calor e umidade das vias respiratórias do paciente.

-Mercado

Seu código na tabela SIMPRO é 0261382.