

BRMED

Filtro UMIDIFICADOR Bacteriano Viral Descartável / HME NEONATAL (com tubo flexível)

-Indicações para o uso

NEONATAL (volume corrente recomendado 20-70 ml), uso único em pacientes anestesiados e pacientes que necessitam de um circuito de respiração. É sugerido substituir pelo menos uma vez a cada 24 horas.

-Especificações

- . Volume corrente : 20ml a 70 ml.
- . Saída de umidade e temperatura em 2 horas (ISO 9360)
- Vt 50 ml 30.0mg H₂O/l @ 30,2º C
- . Volume de compressão (ISO9360) - 10 ml
- Resistência ao fluxo - 0,6cm H₂O @ 5 l/min
- . Eficiência de filtração bacteriana >99,99%
- . Eficiência de filtração viral >99,99%
- . Espaço morto (conector incluído - ISO 9360) - 8ml.
- . Peso: 9g.
- . Produto: latex free
PVC free
- . Tipo de filtração: Eletrostática.



Registro Anvisa: 81045420001
Cód.: 808530.B.10

Acessórios: 22 fêmea / 15 fêmea – 22 macho
Encaixe: 15 fêmea – 22 macho (mm)
Conexão do tubo flexível: 15 fêmea – 22 macho
Código do produto: 808530.B.10

- Função

O Filtro tem a função de proteger o circuito ventilatório de respiradores, aparelhos de anestesia e pacientes, de contaminações e infecções cruzadas. Minimiza a perda de calor e umidade das vias respiratórias do paciente.