



Ficha Técnica

Fabricante/Importador

Razão Social	CNPJ	Insc. Estadual
DBI Comércio e Importação Eireli	07.295.190/0001-60	117.196.980-110

Produto

Produto	Marca	Modelo
Campo Cirúrgico Incisional	MedDrape	CC35, CC37, CC40, CC45, CC50 e CC51

Descrição

O Campo Cirúrgico Med-Drape" é indicado para utilização como um campo cirúrgico incisional. Tem como finalidade isolar o sítio cirúrgico (local a ser manipulado), das áreas adjacentes. Minimiza assim o risco de infecção de feridas cirúrgicas ou de exposição a fluídos e secreções corporais durante os procedimentos cirúrgicos

Características Técnicas

- Filme de Poliéster fino, macio e flexível
- Acabamento de baixo brilho
- Revestimento de adesivo de acrilato, que não agride a pele

Embalagem

Embalagem primária individual contendo 1 unidade, acondicionado em embalagem secundária do tipo caixas de papelão com 10 unidades.

Prazo de Validade	Temperatura
36 meses	Min. -10°C / Máx. 40°C

Tributação

NCM	IPI	ICMS
3005.1090	0%	Revenda em SP = 18% Revenda fora SP = 4%
Fator de preço		Fator de unidade
Unidade		Unidade

ANVISA

Registro	Validade Registro
80722800009	Vigente

Características Gerais

 CC35	Modelo			
	CC35			
	Área Total		Área Incisional	
	16 x 20cm		10 x 20cm	
	Embalagem	Quantidade	Tamanho	EAN
	Envelope	1 unid	9*27cm	7898543870135
Caixa	10 unid	5*9*27cm	17898543870132	

 CC37	Modelo			
	CC37			
	Área Total		Área Incisional	
	34cm x 25cm		28cm x 25cm	
	Embalagem	Quantidade	Tamanho	EAN
	Envelope	1 unid	-	-
Caixa	10 unid	-	-	

 CC40	Modelo			
	CC40			
	Área Total		Área Incisional	
	34cm x 41cm		28cm x 41cm	
	Embalagem	Quantidade	Tamanho	EAN
	Envelope	1 unid	9*52cm	7898543870159
Caixa	10 unid	5*9*52cm	17898543870156	

 CC45	Modelo			
	CC45			
	Área Total		Área Incisional	
	56cm x 45cm		50cm x 45cm	
	Embalagem	Quantidade	Tamanho	EAN
	Envelope	1 unid	12,5*65cm	7898543870166
Caixa	10 unid	5*12,5*65cm	17898543870163	

 CC50	Modelo			
	CC50			
	Área Total		Área Incisional	
	66cm x 60cm		60cm x 60cm	
	Embalagem	Quantidade	Tamanho	EAN
	Envelope	1 unid	13*77cm	7898543870173
Caixa	10 unid	5*13*77cm	17898543870170	

Imagem do Produto	Modelo			
	CC51			
	Área Total		Área Incisional	
	66cm x 85cm		60cm x 85cm	
	Embalagem	Quantidade	Tamanho	EAN
	Envelope	1 unid	-	-
	Caixa	10 unid	-	-

Contato / Dúvidas

Nome	Setor	Telefone	E-mail
Alessandra Lima	Qualidade	+55 11 3845-0433	qualidade@dbibrasil.com.br